

KaWe MASTERMED A1 / A1+ / A2 / A2+ / A3

ESFIGMOMANÓMETROS ANEROIDES PARA MEDICIÓN PRESIÓN ARTERIAL



- Fabricado en Alemania / - protección contra golpes según DIN EN ISO 81060-1
/ - protección contra sobreinflado / escala Ø 60 mm

Todos los aparatos de medición de la tensión arterial de **KaWe** cumplen las normas CE 93/42/CEE (normas para productos médicos) y las normas específicas de producto DIN EN ISO 81060-1. Los tensiómetros de **KaWe** están autorizados y certificados por nuestro organismo notificado. Gracias a nuestros años de experiencia y a la mejora continua de nuestros productos, estamos siempre en condiciones de ofrecer a nuestros clientes instrumentos de medición absolutamente fiables y precisos. KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG es una institución registrada en la DAM (Academia Alemana de Metrología). Este registro nos autoriza a realizar pruebas metroológicas según el artículo 11 del Reglamento para Operadores de Productos Sanitarios con respecto a los dispositivos de medición de sangre no invasivos (NIB) de todo tipo.

Vista detallada

1. Anillo de protección
2. Cristal de protección
3. Aguja
4. Instrumento de dial con ajuste de escala en mmHg
5. Número de serie para marcado individual
6. Pomo de la válvula de purga de aire
7. Reposamanos
8. Pera de inflado
9. Manguera
10. Manguito de una pieza sin cámara de aire



KaWe MASTERMED A1 / A1+ / A2 / A2+ / A3

ESFIGMOMANÓMETROS ANEROIDES PARA MEDICIÓN PRESIÓN ARTERIAL



Opción anillo plástico

©KaWe

KaWe MASTERMED A1 / A1+

- Dispositivo para medición tensión arterial sistema de 1 tubo
- Manguito 1 tubo talla adulto



Opción anillo plástico

©KaWe

KaWe MASTERMED A2 / A2+

- Dispositivo para medición tensión arterial sistema de 2 tubos
- Manguito 2 tubos talla adulto



©KaWe

KaWe MASTERMED A3

- Protegido contra golpes según según DIN EN ISO 81060-1
- No se puede inflar en exceso
- Escala Ø aprox. 60 mm
- Manguito, 2 tubos, tamaño adulto

Tallas manguito KaWe MASTERMED A3

Tamaño	Paciente
20,5-28,5	Niño
27,5-36,5	Adulto
35,5-46,0	Adulto grande

MANGUITOS

- Manguitos de una pieza sin cámara de aire
- Biocompatible según DIN EN ISO 10993
- Con tejido de nylon 70 D, de fácil limpieza
- Extremadamente resistente: hasta 50.000 usos



Tallas manguito KaWe MASTERMED A1/A1+

Tamaño	Paciente
13,8 - 21,5	Infantil
20,5 - 28,5	Niño
27,5 - 36,5	Adulto
35,5 - 46,0	Adulto grande



Tallas manguito KaWe MASTERMED A2/A2+

Tamaño	Paciente
13,8 - 21,5	Infantil
20,5 - 28,5	Niño
27,5 - 36,5	Adulto
35,5 - 46,0	Adulto grande

MANGUITO DESECHABLE

- Confortable
- Adecuado para uso prolongado
- Identificación del paciente
- Evita la contaminación cruzada



- manguito para un solo paciente
- material polar, blanco
- 1 tubo
- 10 unidades

Tallas manguito KaWe MASTERMED A1/A1+

Tamaño	Paciente
20,5 - 28,5	Niño
27,5 - 36,5	Adulto
35,5 - 46,0	Adulto grande