

ATOMIZER



GARANTÍA

3

AÑOS



AEROSOL CON COMPRESOR A PISTÓN PARA USO DOMICILIARIO

DATOS TÉCNICOS COMPRESOR

COMPRESOR	 A PISTÓN.....
PRESIÓN MÁXIMA	 185 kPa.....
PRESIÓN FUNCIONAMIENTO	 I. VELOCIDAD 45 kPa / II VELOCIDAD 60 kPa
FLUJO DE AIRE	 I. VELOCIDAD 8 l/min / II VELOCIDAD 11 l/min
CICLO DE USO	 CONTINUO.....
RUMOROSIDAD	 56 dBA.....
DIMENSIONES	 258 x 172 x 114 mm
PESO	 1,4 kg.....
CLASE	 IIa.....



ATOMIZER

ACCESORIOS

NEBULIZADOR NEBJET (POLIPROPILENO)
CONECTOR POR ACCESORIOS (POLIPROPILENO)
NASAL (POLIPROPILENO)
BOQUILLA (POLIPROPILENO)
MASCARILLA ADULTO (SIN PVC)
MASCARILLA PEDIATRICA (SIN PVC)
TUBO AIRE (SIN PVC)
FILTROS DE RECAMBIO (3 PIEZAS)

DATOS TÉCNICOS AMPOLLA

CAPACIDAD	12 ml
FRACCIÓN RESPIRABLE <5 µm	75%
MMAD (Diámetro masa media aerodinámica)	2,61 µm
FLUJO NEBULIZACIÓN VELOCIDAD I	0,20 ml/min
FLUJO NEBULIZACIÓN VELOCIDAD II	0,35 ml/min
VOLUMEN RESIDUO	0,7 ml



MASCARILLA ADULTO



TUBO AIRE



AMPOLLA NEBJET



FILTROS



MASCARILLA PEDIATRICA



BOQUILLA



NASAL



RACCORDO ACCESSORIO



2 VELOCIDADES

CE0051

(dir.93/42/EEC)



AB MEDICA GROUP S.A.

C/ Jericó, 10 bis
08035 - Barcelona
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41
28015 - Madrid
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578

www.abmedicagroup.com - correo@abmedicagroup.com