

KaWe MASTERMED® C

TENSÍOMETROS PREMIUM | ESFIGMOMANÓMETROS PREMIUM

Los tensiómetros KaWe MASTERMED® C Premium ofrecen a los médicos clínicos un alto nivel de calidad y una buena relación precio-prestación. Esta serie se caracteriza por sus propiedades innovadoras y prácticas, su facilidad de limpieza gracias a sus superficies lisas y su exactitud de indicación. Estos tensiómetros están disponibles como modelo de pared, de mesa o de modelo con base rodante. Poseen una doble carcasa que garantiza estabilidad y protección adicional y están dimensionados para resistir el doble de presión. Cada modelo incluye un soporte porta-brazalete de dimensiones amplias.

Os esfigmomanómetros KaWe MASTERMED® C Premium da KaWe apresentam um nível mais alto de qualidade oferecendo uma boa relação entre a qualidade e o preço. Esta série destaca-se por características inovadoras e práticas, superfícies lisas para limpeza simples, bem como uma exibição exacta. Estes esfigmomanómetros estão disponíveis como modelos de parede, mesa e com tripé. Além disso, o invólucro duplo oferece maior estabilidade e protecção e foi concebido para ser capaz de suportar uma pressão dupla. Cada modelo dispõe de um suporte amplo para a braçadeira.



en combinación con la estación KaWe MedCenter® 5000
em combinação com o KaWe MedCenter® 5000

Características:

- según DIN EN ISO 81060-1
- pantalla clara con pequeña aguja roja para la lectura precisa de los valores medidos
- escala con graduación reduciendo el riesgo de paralaje
- diámetro de la escala 150 mm
- graduación de la escala 0 - 300 mmHg
- diafragma de berilio-cobre manteniendo la estabilidad del calibrado hasta 600 mmHg
- brazaletes de nylon con cierre de Velcro para adultos, con bolsa PU inflable
- cambio rápido del brazaletes mediante adaptador insertable
- 5 años de garantía para el calibrado
- 2 años de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado correctamente

Características:

- em conformidade com a norma DIN EN ISO 81060-1
- exibição clara com um indicador vermelho, estreito para a leitura exacta da medição
- mostrador reduz o risco de paralaxe
- diâmetro da escala 150 mm
- graduação da escala 0 - 300 mmHg
- diafragma de cobre-berílio mantém a estabilidade da calibração até 600 mmHg
- pivotável
- braçadeira com fecho velcro em nylon para adultos com bolsa em PU
- troca rápida de braçadeira graças a um adaptador enfiçável
- garantia de 5 anos sem ter que realizar qualquer calibração
- 2 anos de garantia quando manuseado de acordo com a sua finalidade

VISTA DETALLADA | VISTA DETALHADA



Diafragma de berilio-cobre
Diafragma de cobre-berílio



Porta-brazaletes
Suporte para braçadeira



Válvula de metal
Válvula metálica



Brazaletes de nylon con cierre de Velcro
Braçadeira com fecho velcro em nylon

**NUEVO
NOVO**

sin látex
livre de látex

KaWe MASTERMED® C



Modelo de pared | Modelo de parede

tensiómetro aneróide

- diámetro de la escala 150 mm
- graduación de la escala 0 - 300 mmHg
- soporte orientable 80°
- para uso en combinación con la estación de pared KaWe MedCenter® 5000
- tornillos y espigas contenidos en el suministro
- tubo flexible espiral con un radio de acción de 3 m

Esfigmomanómetro aneróide

- diâmetro da escala 150 mm
- graduação da escala 0 - 300 mmHg
- suporte pivotável 80°
- para aplicação com estação de parede KaWe MedCenter® 5000
- parafusos e cavilhas incluídos na extensão do fornecimento
- tubo helicoidal com raio de acção: 3 m

REF 04.32750.232

127



Modelo de mesa | Modelo de mesa

- mango integrado y pies de apoyo evitando rascaduras
- tubo flexible espiral con un radio de acción de 1,2 m
- com cabo integrado e pés, que evitam arranhões
- tubo helicoidal com raio de acção de 1,2 m

REF 04.32730.232



Modelo con base rodante | Modelo de suporte

- base de 5 tubos de acero inoxidable de alta calidad asegurando una buena estabilidad con base de cruz de material sintético
- altura ajustable desde 85 hasta 130 cm
- dobles rodillos silenciosos Ø 50 mm con 2 rodillos de frenado, 2 rodillos de seguridad y 1 rodillo antiestático
- tubo flexible espiral con un radio de acción de 3 m
- base de 5 tubos em aço inoxidável de alta qualidade para estabilidade segura com base cruzada estável em material sintético
- altura regulável: 85 a 130 cm
- rodízios duplos silenciosos Ø 50 mm com 2 rodízios com travão, 2 rodízios de segurança e 1 rodízio antiestático
- tubo helicoidal com raio de acção: 3 m

REF 04.32740.232

