

# FlowMir

**Simple, precisa, higiénica**  
Alta precisión e higiene 100% garantizada  
ahora con boquilla de cartón



La nueva turbina desechable puede utilizarse en adultos y niños y es una alternativa a la costosa turbina reusable.

Puede realizar una sesión completa de espirometría, incluyendo un test bronquial, con un único **FlowMir**.

Patente  
internacional  
pendiente

## Spirobank USB®

### Medidores de flujo a Turbina MIR

Conformes a los estándares de ATS/ERS




#### FlowMIR: turbina desechable

Las pruebas de espirometría requieren la máxima precisión e higiene. FlowMIR es la respuesta a ambos requisitos. Cada turbina se calibra con un sistema computerizado y se empaqueta individualmente. Después de realizar la prueba al paciente se desechan la turbina y la boquilla. Sólo de esta manera se puede garantizar un 100% de higiene.

#### Opción disponible: turbina reusable

La exactitud y la precisión de la turbina reusable permanecen inalteradas en el tiempo.



### Espirómetro Spirobank USB

#### Especificaciones técnicas

Sensor de temperatura: semiconductor (0-45°C)  
 Sensor de flujo: turbina digital bi-direccional  
 Máximo volumen: 10 L  
 Rango de flujo:  $\pm 16$  L/s  
 Precisión del volumen:  $\pm 3\%$  o 50 mL, el que sea mayor  
 Precisión del flujo:  $\pm 5\%$  o 200 mL/s, el que sea mayor  
 Resistencia dinámica a 12 L/s:  $<0.5$  cmH<sub>2</sub>O/L/s  
 Pantalla: gráfica LCD – FSTN, 128 x 48 pixeles  
 Teclado: Teclado a membrana con 5 teclas  
 Conectividad: USB  
 Fuente de alimentación: Pila de 9V DC (PP3)  
 Dimensiones: 162x49x32 mm (6.4x1.9x1.3 pulgadas)  
 Peso 180 gramos: (6.4 Onzas) con la pila

#### Parámetros medidos

VC, IVC, FVC, FEV1, FEV6, PEF, FEV1/FVC%, FEF25-75%, FIVC, ELA (Edad pulmonar estimada)

### La dotación estándar incluye

- Unidad spirobank USB
- Cable USB
- Estuche de transporte
- Clip nasal plástico
- Pila de 9V DC (PP3)
- CD de software winspiro Express



Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA •  
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Rodríguez San Pedro 41 • 28015 MADRID •  
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578

Aptdo.correos 6.178 • SEVILLA 41080 •  
Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156

www.abmedic.com-www.abmedica.es-www.abmedica.eu

### MIR Medical International Research

Via del Maggolino, 125

00155 Roma (Italy)

Tel. +39 06.22754777 - Fax. +39 06.22754785

mir@spirometry.com