

## **Ethox** BOLSA DE INFUSIÓN DE PRESIÓN INFU-SURG®

LIBRE DE LÁTEX | DE UN SOLO USO | DESECHABLE | MARCADO CE


La bolsa de infusión de presión Infu-Surg®, libre de látex es un dispositivo seguro, confiable y de gran calidad para tratamientos de infusión intravenosa e intraarterial, incluyendo (línea A) monitorización de presión. Diseñado para uso en un solo paciente, el Infu-Surg® puede ayudar a prevenir y controlar la contaminación cruzada e infecciones adquiridas en el hospital. El Infu-Surg® es un producto rentable que los profesionales médicos han confiado durante décadas.



Válvula de tres vías asegura un control preciso de presión mientras la bomba ovalada permite un inflado rápido, todo con una mano



El gancho en la bolsa permite un uso eficiente del sistema al no tener que remover la bolsa de infusión de la pértiga de IV. Mantiene la bolsa de fluido en posición correcta



Vista de 360 grados del calibrador de código de color facilita monitorización de la presión mientras la válvula de alivio previene sobre inflado

### BOLSA DE INFUSIÓN PRESIÓN INFU-SURG®

- La válvula de alivio de presión previene sobre inflado a presiones superiores de 330mmHg
- Bomba grande y ovalada permite inflado rápido y fácil de la bolsa
- El Inflado y desinflado con una sola mano permite un uso fácil y requiere entrenamiento mínimo
- Apto para uso con fuentes externas de inflado
- El calibrador de émbolo con código de color provee una precisa monitorización de la presión (0- 300mmHg)
- La llave de tres pasos permite un control preciso de presión
- Producto confiable – 100% probado
- La bolsa se infla rápida y fácilmente

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	PK
4005H	500ml	Infu-Surg® con Enganche	5
4010H	1000ml	Infu-Surg® con Enganche	5
4030	3000ml	Infu-Surg®	5



AB MEDICA GROUP S.A.

Sede Social: c/Jericó 10 bis - 08035 Barcelona - Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Oficinas/Almacén: Av. Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 - Madrid Telf. 915 433 559-915 497 755 Fax 915 447 578

www.abmedicagroup.com – abmedicagroup@abmedicagroup.com