

SP-20

Pulsioxímetro Portátil



Características

- Medida de SpO₂, Ritmo de Pulso y, opcionalmente, Temperatura.
- Pantalla de TFT de 3.5" con %IP, onda pletismográfica y barra de pulso.
- Para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
- Batería de Litio con autonomía de hasta 18 horas.
- Memoria para 500 horas de SpO₂.
- Software para PC y así poder descargar los datos.

Especificaciones Técnicas

SpO₂

Tecnología: LED con longitud de onda dual

Rango en pantalla: 0%-100%

Precisión de medida: $\pm 3\%$ (desde 70% a 100%)

Pulso

Rango de medida: 30-250 ppm

Precisión de medida: ± 2 ppm o $\pm 2\%$

Temperatura

Rango de medida: 32°C-43°C

Precisión de medida: ± 0.2 °C

Tiempo de medida: ≤ 5 segundos

Tipo de sensor: Infrarrojo de oído

Índice de Perfusión

Rango de IP en pantalla: 0.2%-20%

Modos de Trabajo

Continuo o Mediciones puntuales

Memoria

Hasta 500 horas

Pantalla

Pantalla TFT color de 3.5"

Alimentación

Batería de Litio de 2000 mAh

Carga por la base o por cable USB

Dimensiones

158mm x 73mm x 25mm

Peso

230 gr.

Descarga de datos en memoria

Por cable USB o Wireless

Condiciones Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: 5°C-40°C

Humedad de Funcionamiento: 15% - 93%



Sensor Clip Adulto



Sensor Blando Adulto



Sensor Clip Pediátrico



Sensor Blando Pediátrico



Sensor Envolverte Neonato



Termómetro Infrarrojo de Oído



0123 FDA 510 (k)

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd

Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street

Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 755 2643 3514 Fax: +86 755 2643 0390

www.creative-sz.com info@creative-sz.com



AB MEDICA GROUP S.A.

Sede Central: c/Jericó 10 bis interior
08035 Barcelona
Telf. (+34) 932 541 540
Fax. (+34) 934 185 140

Delegación Madrid: c/Rodríguez San Pedro,41
28015 Madrid
Telf. (+34) 915 433 559
Fax. (+34) 915 497 755

Oficinas y Almacén: Av. Salvatella, 4
P. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés
(Barcelona)
Telf. (+34) 937 299 400
Fax. (+34) 937 191 656

www.abmedicagroup.com correo@abmedicagroup.com