

FORA[®] FocusTemp

VALIDADO
CLÍNICAMENTE

Termómetro de frente (IR42)



Sin contacto



Alerta de fiebre



Diseñado para adultos y niños
Mediciones de temperaturas

- Sin contacto medición silenciosa
- Lecturas rápidas en un segundo
- Mediciones de temperatura de objetos
- Código de color para alerta de fiebre



FORA® FocusTemp Termómetro de frente (IR42)

Características

FORA® FocusTemp termómetro de frente (IR42) utiliza tecnología avanzada de infrarrojos (IR) para medir la temperatura al instante y con precisión en la frente o en cualquier superficie. Ofrece la lectura de la temperatura corporal captando la radiación térmica emitida desde la frente sin contacto (a una distancia de 3 a 7 cm y perpendicular a la superficie de la piel).



Temperatura frente



Temperatura superficies objetos



Diseño sin contacto



Capacidad 30 memorias



Medición con una pulsación



Alerta fiebre (≥38°C)



Especificaciones

Modelo Num.:	FORA IR42a
Dimensiones/Peso:	155,46 (L) x 40,14 (P) x 39,45 (A) mm 61,8g (sin batería)
Fuente alimentación:	2 x 1.5V AAA pilas alcalinas
Duración pilas:	Con pilas nuevas, aprox. 3.000 mediciones.
Rango de Temperatura presentado	• Frente: 32°C a 43°C • Objeto Superficie: 0°C a 100°C
Resolución display	0,1°C
Precisión	Los requisitos de precisión especificados en: ASTM E1965-98 conforme. • Frente: ±0,2°C para rango de 35,0°C a 42,0°C / ±0,3°C para rango de <35,0°C o >42,0°C • Superficie objeto: ±1°C
Referencia a Estándar	ASTM E1965-98; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Unidad de Temperatura	°C
Rango temperatura de uso	10°C a 40°C
Rango humedad	85% RH o menos
Almacén / Transporte Rango temperatura	-20°C a 60°C
Humedad	85% RH o menos
Capacidad de memoria	30 mediciones
Vida útil	3 años



AB MEDICA GROUP S.A.