

FICHA TÉCNICA

Referencia: 90.103.87

Descripción: Mascarilla FFP2 para protección respiratoria. Sin válvula de exhalación

Envase: Dos unidades en sobre sellado con cierre rápido

Embalaje: Caja de 50 unidades

Color: Blanco

Talla: Única. Adulto

Eficacia: Filtración partículas $\geq 92\%$
Fuga hacia el interior $< 8\%$
Test penetración Cloruro Sódico 95 l/min $\leq 6\%$
Test penetración Aceite de Parafina $\leq 20\%$

Composición: Material filtrante 5 capas. Material hipoalergénico. Fijación por gomas elásticas. Clip nasal moldeable. Dispone de pieza adicional para fijación de las gomas tras la nuca para mayor comodidad

Certificación: Conforme a Norma EN149:2001 + A1:2009 para mascarillas de protección. Conforme al Módulo B (Certificado CE de Tipo) y Módulo C2 (Monitorización de la Producción) según Reglamento Europeo EU 2016/425 para Equipos de Protección Individual. Certificado por Organismo Notificado CCQS (2834)

Clasificación: Clase FFP2 según Norma EN149:2001 + A1:2009. Categoría III según Reglamento Europeo EU 2016/425 para Equipos de Protección Individual

Precauciones: Uso personal. De un solo uso. Guardar protegido de polvo y humedad mientras no se use.

