

FICHA TÉCNICA

Referencia: 90.103.91

Descripción: Mascarilla quirúrgica Tipo I para protección respiratoria

Embalaje: Caja de 50 unidades

Color: Azul (exterior)/Blanco (interior)

Talla: Única. Adulto

Eficacia: Filtración bacteriana (EFB) $\geq 95\%$

Composición: Material filtrante compuesto por 3 capas de tejido no tejido de 25gr. Fijación por gomas elásticas. Clip nasal moldeable. Exenta de látex y fibra de vidrio. Libre de sustancias tóxicas o irritantes. Excelente respirabilidad. Resistente a la humedad respiratoria.

Certificación: Conforme a Norma UNE-EN 14638:2019+AC:2019.
Test de presión diferencial según UNE-EN 14638:2019 conforme ($<40\text{Pa}/\text{cm}^2$)
Test de limpieza microbiológica según UNE-EN 14638:2019 conforme ($\leq 30\text{ UFC}/\text{g}$).

Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:

Clase I no estéril

Aplicación: Diseñada y fabricada para evitar la propagación de partículas/microgotas de origen respiratorio. Uso en ambientes con necesidades higiénicas básicas.

Precauciones: Uso personal. De un solo uso.

