

DESINFECCIÓN AMBIENTAL Y DE SUPERFÍCIES



AS MEDICA GROUP S.A.
NEBULIZADOR AMBIENTAL

MÁS INFO

9010385 - NEBULIZADOR AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA 1400 w
NEBULIZACIÓN 5 a 10 metros
Partículas atomizadas 20 micras (ajustable)



Ver video

GELES Y DISPENSADORES PARA DESINFECCIÓN



9980082 - GARRAFA GEL HIGIENIZANTE 5 litros

Solución hidroalcohólica transparente para limpieza de manos sin necesidad de agua. Sin aromas. Gracias a sus componentes protege la piel y desinfecta. No reseca



9980080 - 400 ML GEL HIDROALCOHÓLICO

Solución hidroalcohólica transparente para limpieza de manos sin necesidad de agua. 72% de alcohol. Con Aloe Vera. Sin aromas. Gracias a sus componentes protege la piel y desinfecta. No reseca



90DJ0010F
PLÁSTICO BLANCO
FUME
MANUAL
CAPACIDAD 1,1 litros



90DJ0031CS
ACERO INOXIDABLE
SATINADO
MANUAL
CAPACIDAD 1,5 litros



90DJ0037
ACERO INOXIDABLE
SATINADO
AUTOMÁTICO
CAPACIDAD 1 litro



90DJ0160AS
PLÁSTICO ABS
CROMADO/NEGRO
AUTOMÁTICO
CAPACIDAD 0,8 litros



9980091 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 500 ML



9980092 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 1 litro



9980093 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 5 litros

Desinfectantes antisépticos biocidas registrados y autorizados por la AEMPS

Solución hidroalcohólica en forma de gel para el tratamiento higiénico y quirúrgico de manos. 75% de alcohol. Elimina el 99% de las bacterias representativas. Su formulación cumple con la formulación aprobada y avalada por la OMS. Cumple la norma Viricida EN14476.

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

Cumplen certificación CE



9010387 - FFP2 CE 2834 Cumple regulación EU 2016/425 para EPI




9010391 - QUIRÚRGICA TIPO I.
MATERIAL FILTRANTE 3 CAPAS.

Cumple Norma EN 14638



9010386 - QUIRÚRGICA TIPO II R.
MATERIAL FILTRANTE 3 CAPAS.

Resistente a salpicaduras.
Cumple Norma EN 14638



TERMÓMETRO SIN CONTACTO



AB9150IR42A - FORA® FocusTemp termómetro de frente (IR42) utiliza tecnología avanzada de infrarrojos (IR) para medir la temperatura al instante y con precisión en la frente o en cualquier superficie. Ofrece la lectura de la temperatura corporal captando la radiación térmica emitida desde la frente sin contacto (a una distancia de 3 a 7 cm y perpendicular a la superficie de la piel).

PULSIOXÍMETROS



PC 60 B1

AB7800003L- El pulsioxímetro PC-60B1 puede monitorizar saturación oxígeno, pulso, ritmo cardíaco, y índice de perfusión todo ello a través del dedo del paciente. Diseñado para hospitales, domicilio, centro medico, estaciones de esquí, también puede utilizarse antes o después de realizar deporte.



PC 60 D2

AB7800006L- El pulsioxímetro PC-60D2 diseñado para uso pediátrico, monitoriza saturación oxígeno, ritmo cardíaco, e índice de perfusión todo ello a través del dedo del paciente. Diseñado para hospitales, domicilio, centro medico.



SP-20

AB7800009L ó AB7800009L (Nellcor®)

Medida de SpO₂, Ritmo de Pulso y, opcionalmente, Temperatura.

- Pantalla de TFT de 3.5" con %IP, onda pletismográfica y barra de pulso.
- Para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
- Batería de Litio con autonomía de hasta 18 horas.
- Memoria para 500 horas de SpO₂.
- Software para PC permite gestionar la descarga de los datos.



AB MEDICA GROUP S.A.

C/ Jericó, 10 bis
08035 - Barcelona
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41
28015 - Madrid
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578