

Medidor de pico de flujo - Peak Flow

- Para control del paciente asmático -

El uso regular de un medidor de pico de flujo, puede ayudar a controlar el asma, ya que detecta el estrechamiento de las vías respiratorias, - aviso previo de un ataque de asma- incluso antes de que se sientan los síntomas, lo que da tiempo, a tomar otras medidas, previniendo que los síntomas continúen empeorando. Utilizado principalmente, por personas con un asma persistente de moderada a severa. El medidor de pico de flujo puede ayudar a determinar:

- Cuando es necesario solicitar un servicio de emergencia.
- La efectividad de la gestión del asma de un paciente y de su plan de tratamiento.
- Cuando parar o iniciar una medicación según las indicaciones de su médico.
- Que marca el ataque de asma (como ejercicio de asma inducido)



Medidor de pico de flujo (Peak-flow) para pacientes pediátricos.

Reutilizable monopaciente.

Realizado en plástico ABS

Escala de medición: 50-400 L/min.



Medidor de pico de flujo (Peak-Flow) para pacientes adultos.

Reutilizable monopaciente.

Realizado en plástico ABS.

Escala de medición: 60-800 L/min.

Se recomienda para uso exclusivo de un mismo paciente,
para evitar posibles contagios.



Producto marcado CE conforme a la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/EEC y su modificación MDD 2007/47/EEC