

Presoterapia



AB MEDICA GROUP S.A.



Las principales indicaciones terapéuticas del aparato para **presomaje peristáltico y drenaje veno-linfático EME** son:

- Insuficiencia circulatoria
- Estasis linfática
- Hidrolipodistrofia
- Linfedema
- Edema
- Recuperación posoperatoria
- Hipotonía

Pressomed 2900 - PR1380

Pressomed Evo - PR1382



Kit Point

Las botas cuentan con sectores independientes, superpuestos tipo espina de pescado, mediante las cuales el impulso de presión se superpone de forma gradual sin dejar espacios durante el hinchado.

Deshinchado Express-mode

Permite el deshinchado de todos los sectores de manera rápida y silenciosa.

Warm up

Pre-hinchado general de todos los sectores a aproximadamente 30 mhg (+/-) que hace que el tratamiento sea más rápido.

Total Body

Posibilidad de tratar contemporáneamente miembros inferiores y superiores (Pressomed Evo).

