



BÁSCULA DE GRASA CORPORAL

- 4 Electrodo de uso doméstico
- 8 Electrodo con análisis segmentario



FG2015ULB



Empuñadura telescópica con pantalla VA



Doble frecuencia medición BIA



Profesional Informe de análisis




8 Electrodo
5 Segmentos



20 Usuarios
Análisis de datos



Aplicación



FG2001B-A



8 Electrodo



Vidrio templado



Pantalla LED



Composición corporal
Informe de análisis



Doble frecuencia
Medición BIA



Aplicación



FI2016WB



4 Electrodo



Diseño anticolisión



Sensor de alta precisión



Vidrio templado



14 Índice corporal



Aplicación



FG2317WB

MODELO	FG2317WB	FI2016WB	FG2001B-A	FG2015ULB
Tamaño del producto	260 x 260 x 26,5 mm	278 x 278 x 25,5 mm	300 x 300 x 26 mm	310 x 355 x 50 mm
Alimentación	2 pilas AAA	4 pilas AAA		300 mAh (tipo C)
Capacidad de pesaje	180 kg / 400 lb			

Modelo	FG2317WB	FI2016WB	FG2001B-A	FG2015ULB
Imagen				
APLICACIÓN	Fitdays	Fitdays/Visalud	Fitdays	Fitdays/Visalud
Datos en la APP	14 Items	14 Items	17 Items	20 Items
Peso	✓	✓	✓	✓
IMC	✓	✓	✓	✓
Grasa corporal	✓	✓	✓	✓
Peso corporal libre de grasa	✓	✓	✓	✓
Grasa subcutánea	✓	✓	✓	✓
Grasa visceral	✓	✓	✓	✓
Agua Corporal	✓	✓	✓	✓
Músculo esquelético	✓	✓	✓	✓
Tasa muscular	✓	✓	✓	✓
Masa muscular	✓	✓	×	✓
Masa ósea	✓	✓	×	✓
Proteína	✓	✓	×	✓
BMR	✓	✓	✓	✓
Edad corporal	✓	✓	✓	✓
Masa grasa	×	×	✓	✓
Peso del agua	×	×	✓	✓
Masa proteica	×	×	✓	✓
Peso corporal ideal	×	×	✓	✓
Nivel de obesidad	×	×	✓	✓
Tipo de cuerpo	×	×	✓	✓
Datos en pantalla	Peso	Peso	Peso	Peso, Grasa Corporal, Agua corporal, Masa muscular, Masa ósea, Edad corporal, IMC, barra de estado



Iepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

Distribuido por:



AB MEDICA GROUP S.A.

Sede Social: c/Jericó, 10 bis -12 - 08035 Barcelona - Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
 Oficinas/Almacén: Av.Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656
 Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro,41 - 28015 - Madrid Telf. 915 433 559 - 915 497 755 Fax 915 447 578

www.abmedicagroup.com - abmedicagroup@abmedicagroup.com